

Neue Accufuser M-Serie: Jetzt finden Sie noch einfacher das passende Pumpenmodell für Ihre Schmerztherapie



Accufuser M16C



Accufuser M8S

- Elastomere Einweg-Medikamentenpumpe
- Ideal für die postoperative Schmerztherapie
- Die hohe Präzision über die gesamte Infusionsdauer sichert eine zuverlässige Schmerzlinderung.
- Je nach Modell sind bis zu 16 unterschiedliche Flussraten möglich. Somit können Sie den Medikamentenbedarf Ihrer Patientinnen und Patienten einfacher anpassen.
- 4 unterschiedliche Reservoir-Volumina (60, 100, 300, 600 ml)
- Auch mit Bolus-Funktion erhältlich
- Fix vorgegebene oder wählbare Bolus-Sperrzeit (0, 10, 15 und 30 min)