

NOUVEAU: VENTILATEUR DE SOINS INTENSIFS BELLAVISTA 1000 MR

Ventilation intensive exigeante pour vos patients dans l'environnement IRM.

Le nouveau ventilateur de soins intensifs Bellavista 1000 mr vous offre une liberté sans borne pour vos transports intra hospitaliers. Vous pouvez maintenant poursuivre la stratégie de ventilation protectrice des poumons de vos patients sans restriction, même dans un environnement IRM. Bellavista 1000 mr vous offre pour cela la technologie de ventilation la plus moderne.

Le Bellavista 1000 mr offre une ventilation applicable de manière universelle aux nouveau-nés comme aux adultes, que



vous ayez opté pour une respiration invasive ou non invasive ou une oxygénothérapie à haut débit. Son fonctionnement basé sur une turbine performante, la conception compacte et l'autonomie de la batterie de quatre heures vous offrent un champ d'applications étendu durant les transports en milieu hospitalier. Son interface utilisateur configurable individuellement vous permet en outre de décider comment vous souhaitez utiliser Bellavista et vous offre ainsi une valeur ajoutée pratique et unique.

Configuration IRM:

Bellavista 1000 mr

Ventilateur assurant un travail sécurisé dans un environnement IRM jusqu'à 60 mT (< 1 m pour 3 Tesla).

Bellavista MR-Guard Modul

Le module à montage rapide avec affichage d'intensité de champ magnétique à 360° MR-Guard et alarme sonore, vous indique la plage de travail optimale du Bellavista 1000 mr et vous avertit immédiatement si le ventilateur dépasse la limite de distance du scanner-RM requise.

Bellavista Trolley mr

Le chariot conçu spécialement pour le Bellavista 1000 mr dispose d'un système de freinage intégré et d'un support à bouteilles d'oxygène pour rendre le travail dans l'environnement IRM encore plus confortable, sécurisé et convivial.

Caractéristiques:

- Ventilateur de soins intensifs haut de gamme avec écran tactile en verre capacitif 13,3"
- Sécurité IRM jusqu'à 60 mT
- MR-Guard avec affichage d'intensité à 360° et alarme sonore
- Verrouillage rapide avec affichage de contrôle électronique
- Entraînement à turbine haute performance

Intéressé? Notre équipe de vente vous présente volontiers en détail toutes les nouveautés.